

DRENOSET

INSTRUÇÕES DE USO

Fabricante, detentor de registro e distribuído por:

MP Comércio e Indústria de Materiais Hospitalares Ltda.

Rua Renato Coelho, 99, Centro – Itapira (SP) – Brasil- CEP 13970-040

CNPJ: 07.499.258/0001-23 – Resp. Téc: Maristela Pereira de Moraes – CRF/SP 37518

Autorização de Funcionamento: G2Y6W9H0WM2M – www.mphospitalar.com.br

PRODUTO DE USO ÚNICO · PROIBIDO REPROCESSAR · PRODUTO ESTÉRIL

Responsável Técnico: Maristela Pereira de Moraes CRF/SP 37518

Registro ANVISA nº: **80305560092**

Serviço de Atendimento ao Consumidor: www.mphospitalar.com.br/sac/ (19) 3813-2400

1.INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO DO PRODUTO

Os drenos de sucção DRENOSET são indicados para sucção contínua no pós operatório para situações nas quais o organismo descarta líquido, em cirurgias comuns, cirurgias ortopédicas, feridas, inchaço hipodérmico. Será utilizado para drenar líquido e reserva-lo temporariamente em seu compartimento.

Produto livre de DEHP (ftalato).

2. VARIAÇÕES E ACESSÓRIOS: Não se aplica.**3-ORIENTAÇÕES PARA USO SEGURO E CORRETO DO PRODUTO**

3.1-Garanta que o campo operatório esteja livre de fragmentos, antes do fechamento da ferida.

Para drenagem única:

3.2-Posicione o tubo de drenagem no local da incisão.

3.3-Faça a perfuração com a cânula de aço inoxidável no tecido próximo a incisão

3.4-Separe o tubo de drenagem da cânula de aço inoxidável com um corte a 45º, utilizando uma tesoura estéril.

3.5-Conecte o tubo de drenagem ao terminal aberto no conector Y (2 ou 3 vias), girando levemente para ambos os lados. O tubo de drenagem deve penetrar entre 10 a 15 mm no conector Y.

3.6-Conecte o tubo de aspiração na bomba de sucção, modelo “pera” ou modelo “sanfona”.

3.7-Estabeleça o vácuo, assim que possível após o fechamento da ferida, para confirmar se não há obstrução do tubo de drenagem e do reservatório.

3.8-Para estabelecer o vácuo na bomba de sucção feche o clamp da extensão de PVC, abra a tampa do bico para desprezo do material coletado e pressione a bomba de sucção vazia. Feche a tampa do bico de desprezo mantendo a bomba ainda pressionada.

3.9-Abra a pinça clamp

3.10-Inspecionar em intervalos regulares o fluxo de drenagem, quantidade e estabilidade.

3.11-Para esvaziar a bomba de sucção, que está sendo o reservatório do material coletado, abra a tampa do bico de desprezo do material coletado posicionada na parte superior da bomba de sucção.

3.12-Inverta a posição da bomba de sucção (tampa para baixo) e despreze o conteúdo em local apropriado.

3.13-Proceda conforme itens 3.6 e 3.7 para vácuo e retomar a drenagem.

3.14-Após a remoção da fita e/ou curativo remova o tubo de drenagem gentilmente e inspecione a ferida cuidadosamente para confirmar que o tubo tenha sido removido.

Para drenagem dupla e tripla, corte o tubo de drenagem na seção perfurada, na altura desejada.

3.15- Proceda com o primeiro tubo de drenagem na seção perfurada, na altura desejada.

3.16-Conecte o segundo e terceiro tubo de drenagem à cânula de aço inoxidável.

3.17-Com uma tesoura estéril corte um dos terminais fechados no conector “Y” 2 ou 3 vias.

3.18-Proceda com os itens 3.2 a 3.5.

DESCARTE: Os produtos médicos descritos nessa instrução de uso, que forem removidos dos pacientes, devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar. Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico devem assegurar sua completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos utilizados. Os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível como impróprios ao uso. Recomenda-se o descarte de acordo com PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde.)

4. PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E RESTRIÇÕES DE USO (CONTRA-INDICAÇÕES)

Evite que a embalagem entre em contato com produtos líquidos de qualquer espécie, impedindo assim a danificação da mesma e consequente contaminação do produto. Evite que o produto, antes de ser utilizado seja manuseado e/ou estocado perto de objetos perfurocortantes. Siga rigorosamente as orientações de assepsia da CCIH.

Contra-indicações: não existem contra indicações.

VALIDADE: 3 anos. A vida útil será plena, se todas as instruções, precauções e advertências, relativas ao transporte, armazenagem e manuseio do produto, contidas neste documento, forem respeitadas e rigorosamente seguidas.

5. CUIDADOS ESPECIAIS

Utilizar o produto de forma correta, seguindo as instruções de uso, somente se o dreno de sucção estiver íntegro, garantindo a eficiência do produto. Os drenos de sucção só devem ser manuseados por pessoal devidamente qualificado e que conheça os procedimentos adequados de utilização.

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Cada modelo de equipo é fornecido em embalagem selada (sistema de termoselagem) individual, tipo blister, com uma face de PGC – Papel Grau Cirúrgico e outra face de filme plástico de polietileno.

7. EMBALAGEM

Posteriormente são embaladas dentro de caixa de papelão resistente ao transporte.

8. ESTERILIZAÇÃO

Os componentes são esterilizados por óxido de etileno. Devem inspecionar-se as embalagens de todos os produtos esterilizados para ver se apresentam defeitos na barreira asséptica antes da sua abertura. No caso da existência de um defeito deste tipo, deve considerar-se que o produto não está esterilizado. Deve proceder-se com cuidado para impedir a contaminação do componente. Em caso de contaminação, deverá eliminar-se este produto.

9. RASTREABILIDADE

A rastreabilidade é feita através do número de lote que se encontra no rótulo de cada caixa e que é também colocado no Documento de Venda, o que permitirá um perfeito controle do material utilizado.

10. CUIDADOS ESPECIAIS DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DO PRODUTO

Armazenagem: Deve ser mantida a temperatura ambiente e em local fresco e seco. No armazenamento deve ser observado o empilhamento máximo indicado na embalagem comercial.

Transporte: No transporte deve ser observado o empilhamento máximo indicado na embalagem comercial. No transporte deve-se garantir a perfeita integridade da embalagem.

Casos de dano da embalagem:

Favor entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor: NÃO UTILIZAR O PRODUTO.

11. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: Não se aplica.

Manter na embalagem original até o momento do uso.
Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.
PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, PROIBIDO REPROCESSAR.



Nº do lote



Data de Fabricação



Data de Validade



Método de esterilização: Óxido de Etileno



Produto livre de DEHP



Ver Instruções de Uso

VERSÃO. 07

CÓD. 056B